

Кроличья Моноклональная Антитела Против Psma3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P25788

Артикул: CM0012362



введение

Кроличья моноклональная антитела против PSMA3, подходящая для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA) с образцами человека, мыши и крысы. Обнаруживает альфа-3 субъединицу протеасомы (~28 кДа), также известную как C8, PSC3, HC8.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитела к PSMA3
Примечания/алиасы	HC8; PSC3; PSMA3
Вид	Человек
GeneID (человек)	5684
GeneID	5684
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P25788
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	С ледяным пакетом