


Кроличья Поликлональная Антитела Против Psma3 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - P25788

Артикул: CM0018132



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого PSMA3, субъединицы 20S протеасомы, жизненно важной для убиквитин-зависимой и независимой деградации белков. Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Идеальны для исследований протеасом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMA3 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	HC8; PSC3; PSMA3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5684
ID гена	5684
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-255 человеческого PSMA3 (NP_002779.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25788
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом