


Кроличье Поликлональное Антитело Против Psma4 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - P25789

Артикул: CM0022740



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против PSMA4, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации и ELISA. Детектирует PSMA4 человека, мыши и крысы — ключевую субъединицу 20S протеасомы, критически важную для деградации белков. Идеально для исследований протеасом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMA4 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	HC9; PSC9; HsT17706; PSMA4
Вид	Человек
ID гена	5685
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-261 белка PSMA4 человека (NP_001096137.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25789
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	В пакете со льдом