


Кроличыи Поликлональные Антитела К Psma5 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28066

Артикул: CM0028874



введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PSMA5 (субъединица протеасомы альфа типа-5). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA с реактивностью у человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований протеасом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMA5 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	PSC5; ZETA; PSMA5
Вид	Человек
GeneID (человек)	5686
GeneID	5686
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-241 человеческого PSMA5 (NP_002781.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28066
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами