

Кроличья Поликлональная Антитела Против Psma5 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Ифа - P28066

Артикул: CM0018017



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PSMA5 (Протеасомная субъединица альфа-типа-5), валидированы для Вестерн-блоттинга, Иммунопреципитации и ИФА. Реагируют с белками человека, мыши и крысы. Подходят для исследований протеасом и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMA5 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	PSC5; ZETA; PSMA5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5686
ID гена	5686
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-241 человеческого PSMA5 (NP_002781.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммунопреципитация, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28066
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом