


Поликлональное Антитело Anti-Psma6 Для Wb, If/Icc, Elisa — P60900

Артикул: CM0021261



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PSMA6 (альфа-тип 6 субъединицы протеасомы), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA, с перекрёстной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для исследований протеасом и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к PSMA6
Примечания/синонимы	IOTA; p27K; PROS27; PSMA6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5687
Идентификатор гена	5687
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-246 человеческого PSMA6 (NP_002782.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P60900
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом