


Кроличье Поликлональное Антитело Против Psma6 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Elisa - P60900

Артикул: CM0014257



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PSMA6, валидировано для вестерн1-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований протеасомы и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMA6 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ИЮТА; p27K; PROS27; PSMA6
Вид	Человек
GeneID (человек)	5687
GeneID	5687
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-246 человеческого PSMA6 (NP_002782.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P60900
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом