


Кроличья Моноклональная Антитела Против Psma7 (Верифицированы Кд) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — O14818

Артикул: CM0006566



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого PSMA7 (субъединица протеасомы альфа типа-7), верифицирована методом КД. Подходит для применения в WB, IHC-P, IF/ICC и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с человеческими и мышиными белками. Идеально подходит для исследований протеасом и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Верифицированные КД] Моноклональная кроличья антитела к PSMA7
Примечания/Алиасы	C6; HSPC; RC6-1; XAPC7; HEL-S-276; [Верифицированные КД] PSMA7
Вид	Человек
ID гена (человек)	5688
ID гена	5688
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 150-248 человеческого PSMA7 (NP_002783.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O14818
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	С пакетом льда