

Поликлональное Антитело Против Psma/Folh1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q04609

Артикул: CM0020447



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PSMA/FOLH1 (ген FOLH1), валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Перекрестно реагирует с человеком, мышью и крысой. Подходит для исследований биомаркеров рака простаты и изучения глутаматергической сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMA/FOLH1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCP11; NAALAD1; PSMA/FOLH1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2346
GeneID	2346
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q04609
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом