

Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Psma/Folh1 Для Wb, If-P, Elisa — Q04609

Артикул: CM0009797



введение

Моноклональное кроличье антитело к PSMA/FOLH1 для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Нацелено на глутаматкарбоксипептидазу 2 человека и крысы (Q04609) — ключевой фермент усвоения фолатов и прогрессирования опухолей предстательной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к PSMA/FOLH1
Примечания/синонимы	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1; PSMA/FOLH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2346
GeneID	2346
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-106 человеческого PSMA/FOLH1 (Q04609).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q04609
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом