

Поликлональное Моноклональное Антитело Rabbit Polymab® Против Psma/Folh1 Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q04609

Артикул: CM0011808



введение

PSMA/FOLH1 Rabbit Polymab® представляет собой моноклональное антитело для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ИФА). Обнаруживает PSMA человека, мыши и крысы — биомаркер рака предстательной железы и глутаматкарбоксипептидазу. Антитело валидировано с использованием синтетического пептидного иммуногена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMA/FOLH1 Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2346
ID гена	2346
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 50-150 человеческого PSMA/FOLH1 (NP_004467.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q04609
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	Холодильный пакет