


Поликлональные Антитела Кролика Против Psmb1 Для Вб, Иф/Икц, Ифа — P20618

Артикул: CM0018104



введение

Поликлональные антитела кролика к PSMB1 (HC5/PSC5) для вестерн-блота, ИФ/ИКЦ, ИФА. Обнаруживает субъединицу протеасомы бета типа-1 человека, мыши и крысы (26 кДа). Идеально подходит для исследований протеасом и изучения деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMB1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	HC5; PSC5; PMSB1; NEDMHAL; PSMB1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5689
GeneID	5689
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 29-241 человеческого PSMB1 (NP_002784.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20618
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодильник