


Кроличья Моноклональная Антитело Anti-Psmb10 Для Вб, Ифа - P40306

Артикул: CM0003033



введение

Кроличье мАнтитело к PSMB10 представляет собой специфическое моноклональное антитело для детекции субъединицы протеасомы бета-2i в образцах человека, мыши и крысы с использованием ВБ и ИФА. Подходит для исследований иммунопротеасом, обработки антигенов и изучения заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАнтитело к PSMB10
Примечания/Синонимы	LMP10; MECL1; PRAAS5; beta2i; PSMB10
Вид	Человек
ID гена (человек)	5699
ID гена	5699
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-273 человеческого PSMB10 (P40306).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40306
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодильный пакет