


Кроличьи Поликлональные Антитела Anti-Psmb10 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40306

Артикул: CM0030094



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PSMB10 (LMP10, MECL1, beta2i), валидированные для WB, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с PSMB10 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований иммунопротеасом и процессинга антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMB10 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	LMP10; MECL1; PRAAS5; beta2i; PSMB10
Вид	Человек
ID гена (человек)	5699
ID гена	5699
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-273 человеческого PSMB10 (NP_002792.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40306
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом