


Поликлональные Антитела Против Psmb2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49721

Артикул: CM0018511



введение

PSMB2 Rabbit pAb — это поликлональные антитела, нацеленные на бета-субъединицу 2 типа протеасомы человека, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Перекрестная реакция с крысой. Идеально подходят для исследований протеасомы и изучения деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMB2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HC7-I; PSMB2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5690
GeneID	5690
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-201 человеческого PSMB2 (NP_002785.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P49721
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом