


Поликлональное Антитело Против Psmb2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип, Ифа - P49721

Артикул: CM0030578



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на PSMB2, субъединицу 20S протеасомы, участвующую в убиквитин-зависимом деградации белков. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, иммунопреципитации, ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Важно для исследований протеасомы в онкологии, нейродегенерации и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMB2 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	HC7-I; PSMB2
Вид	Человек
Gene ID	5690
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-201 человеческого PSMB2 (NP_002785.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, иммунопреципитация, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P49721
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом