


Поликлональные Антитела Против Psmb3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P49720

Артикул: CM0025399



введение

Кроличьи поликлональные антитела против PSMB3 (HC10-II), подходящие для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА. Обнаруживают PSMB3 человека, мыши и крысы. Необходимы для исследований протеасомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMB3 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	HC10-II; PSMB3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5691
ID гена	5691
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-205 человеческого PSMB3 (NP_002786.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49720
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом