


Кроличья Поликлональная Антитела Против Psmb4 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P28070

Артикул: CM0027319



введение

CamelBio поставляет кроличьи поликлональные антитела против человеческого PSMB4 (протеасомная субъединица бета типа-4), валидированные для вестерн-блоттинга и ELISA, с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Идеально подходят для изучения деградации белков и убиквитин-протеасомных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMB4 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	HN3; HsN3; PRAAS3; PROS26; PROS-26; PSMB4
Вид	Человек
ID гена	5692
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-264 человеческого PSMB4 (NP_002787.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28070
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	В охлаждающем пакете (лед)