


Анти-Psmb5 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P28074

Артикул: CM0022143



введение

Кроличий поликлональный антитело к человеческому PSMB5 (субъединица бета-типа-5 протеасомы). Применение: WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным, крысиным. Подходит для изучения протеасомы и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMB5 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	MB1, LMPX, PSMB5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5693
ID гена	5693
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-263 человеческого PSMB5 (NP_002788.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28074
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	Сумка со льдом