


Кроличья Поликлональная Антитела Против Psmb6 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P28072

Артикул: CM0028995



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PSMB6, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Обнаруживают PSMB6 у человека, мыши и крысы. Подходят для исследований протеасом и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMB6 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	LMPY; DELTA; PSMB6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5694
GeneID	5694
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-239 человеческого PSMB6 (NP_002789.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28072
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	В пакете со льдом