


Поликлональное Антитело Anti-Psmb7 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх И Ифа - Q99436

Артикул: CM0014381



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого PSMB7 (бета-субъединица протеасомы типа 7), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Подходит для образцов человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PSMB7
Примечания/синоним	PSMB7; Z
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5695
Идентификатор гена	5695
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 44–200 человеческого PSMB7 (NP_002790.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99436
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом