


Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Psmb8 Для Wb, If/Icc, Elisa - P28062

Артикул: CM0028302



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого PSMB8, компонента иммунопротеасомы, участвующего в процессе обработки антигенов. Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют перекрестно с человеческими и мышиными образцами. Подходит для исследования апоптоза и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMB8 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; PSMB8
Вид	Человек
GeneID (человек)	5696
GeneID	5696
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 163-272 человеческого PSMB8 (NP_004150.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P28062
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	С ледяным пакетом