


Моноклональное Антитело Anti-Psmb9/Lmp2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P28065

Артикул: CM0011562



введение

Кроличье моноклональное антитело против субъединицы иммунопротеасомы PSMB9/LMP2 человека, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований процессинга антигенов и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к PSMB9/LMP2
Примечания/синонимы	LMP2; PRAAS3; PSMB6i; RING12; beta1i; PSMB9/LMP2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5698
Идентификатор гена	5698
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P28065
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом