


Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Psmb9/Lmp2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк (If/Icc), Ифа (Elisa) - P28065

Артикул: CM0021262



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого PSMB9/LMP2 (субъединица бета типа-9 протеасомы). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA. Подходят для исследований иммунопротеасомы и процессинга антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMB9/LMP2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LMP2; PRAAS3; PSMB6i; RING12; beta1i; PSMB9/LMP2
Вид	Человек
ID гена	5698
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-219 человеческого PSMB9/LMP2 (NP_002791.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28065
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом