


Поликлональные Антитела Против Psmc1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P62191

Артикул: CM0014918



введение

Кроличьи rAb против PSMC1 обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный PSMC1 в WB, IHC-P, ELISA. Идеально подходят для изучения 26S протеасомы и убиквитин-протеасомного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против PSMC
Примечания/Псевдонимы	S4; p56; RPT2; P26S4; NEDGTH; PSMC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5700
ID гена	5700
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 77-440 человеческого PSMC1 (NP_002793.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62191
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка со льдом