

Кроличья Поликлональная Антитела Против Psmc2 Для Wb, Elisa - P35998

Артикул: CM0020582



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитела против PSMC2, валидированная для Вестерн-блоттинга и ELISA; распознает 26S регуляторную субъединицу 7 протеасомы (S7/MSS1) человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований пути убиквитин-протеасомы и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела против PSMC2
Примечания/Альтернативные названия	S7; MSS1; RPT1; Nbla10058; PSMC2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5701
ID гена	5701
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-160 PSMC2 человека (NP_002794.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35998
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Холодовая упаковка