


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Psmc3 Для Wb — P17980

Артикул: CM0013765



введение

PSMC3 Rabbit pAb — поликлональное антитело кролика, валидированное для WB, IF/ICC, IP и ELISA. Оно нацелено на человеческий PSMC3, регуляторную субъединицу 26S-протеасомы. Идеально подходит для исследований протеасомы и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMC3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RPT5; TBP1; DCIDP; PSMC3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5702
Идентификатор гена	5702
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого PSMC3 (NP_002799.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P17980
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент