


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Psmc4 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P43686

Артикул: CM0007459



введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело к PSMC4 для WB, IHC-P и ELISA. Действует на PSMC4 человека, мыши и крысы — регуляторную субъединицу 26S-протеасомы, участвующую в АТФ-зависимой деградации белков. Идеально подходит для исследований протеасом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к PSMC4
Примечания/синонимы	S6; RPT3; TBP7; TBP-7; MIP224; PSMC4
Вид	Человек
GeneID (человек)	5704
GeneID	5704
Иммуноген	Рекомбинантный белок/рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-165 человеческого PSMC4 (NP_006494.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P43686
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом