


Кроличье Поликлональное Антитело Против Psmc4 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P43686

Артикул: CM0019060



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PSMC4 (S6/RPT3/TBP7), подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследования функций регуляторной субъединицы 6B 26S протеасомы в убиквитин-зависимой деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMC4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	S6, RPT3, TBP7, TBP-7, MIP224, PSMC4
Вид	Человек
GeneID	5704
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-165 человеческого PSMC4 (NP_006494.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43686
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом