


Моноклональное Антитело Против Psmc5 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P62195

Артикул: CM0003007



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на PSMC5 (регуляторную субъединицу 8 26S протеасомы) для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. Определяет PSMC5 человека, мыши, крысы. Идеально для изучения убиквитин-протеасомной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMC5 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5705
GeneID	5705
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн1-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62195
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом