

Кроличья Поликлональная Антитело Против Psmc5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P62195

Артикул: CM0013120



введение

Поликлональное антитело, направленное против человеческого PSMC5 (регуляторная субъединица 8 протеасомы 26S). Валидировано для ВБ и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для изучения функции протеасомы, деградации белков и связанных с этими процессами путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	PSMC5 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5705
ID гена	5705
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 127-406 человеческого PSMC5 (NP_002796.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P62195
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	С хладагентом