

Кроличья Поликлональная Антитело Против Psmc5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх, Ифа - P62195

Артикул: CM0014551



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого PSMC5, регуляторной субъединицы 26S протеасомы. Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований протеасомы и убиквитин-протеасомного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMC5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5705
GeneID	5705
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 127-406 человеческого PSMC5 (NP_002796.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62195
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент