


## Кроличыи Поликлональные Антитела К Psmc6 Для Вб И Ифа - P62333

Артикул: CM0027183



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к человеческому PSMC6 (p42/RPT5/SUG2), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают 26S регуляторную субъединицу 10B протеасомы человека и мыши. Идеально подходят для исследований пути убиквитин-протеасомы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PSMC6 кроличьи пАт                                                                                                 |
| Примечания/Алиасы         | p42; RPT5; SUG2; PSMC6                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                            |
| ID гена (человек)         | 5706                                                                                                               |
| ID гена                   | 5706                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 20-150 человеческого PSMC6 (NP_002797.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                            |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                      |
| SWISS                     | P62333                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 44кДа                                                                                                              |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                  |