

Анти-Psmd1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q99460

Артикул: CM0018910



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PSMD1 (регуляторная субъединица 1 26S протеасомы, не являющаяся АТФазой). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований протеасомы и убиквитинового пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	PSMD1 кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	S1; P112; Rpn2; PSMD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5707
GeneID	5707
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 794-953 человеческого PSMD1 (NP_002798.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99460
Молекулярный вес белка	106 кДа
Доставка	Сумка со льдом