


Анти-Psmd11 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - O00231

Артикул: CM0015911



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против PSMD11, субъединицы 26S протеасомы, играющей ключевую роль в сборке. Подходит для применения в WB, IF/ICC и ELISA с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMD11 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	S9; Rpn6; p44.5; PSMD11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5717
ID гена	5717
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 253-422 человеческого PSMD11 (NP_002806.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00231
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом