


Кроличья Поликлональная Антитело Против Psmd13 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Unm6

Артикул: CM0030052



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитела против PSMD13 для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживает PSMD13 человека, мыши и крысы — регуляторную субъединицу 26S протеасомы, критически важную для деградации белков. Идеально подходит для исследований протеасомы и убиквитин-протеасомного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMD13 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	S11; Rpn9; p40.5; HSPC027; PSMD13
Вид	Человек
ID гена (человек)	5719
ID гена	5719
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-250 человеческого PSMD13 (NP_002808.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UNM6
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом