


Кроличье Поликлональное Антитело Против Psmd14 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - O00487

Артикул: CM0014801



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PSMD14, субъединицы 26S протеасомы. Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Критически важно для убиквитин-зависимой деградации белков, репарации ДНК и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMD14 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	PAD1; POH1; RPN11; PSMD14
Вид	Человек
ID гена (человек)	10213
ID гена	10213
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 160-300 человеческого PSMD14 (NP_005796.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O00487
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	В сумке со льдом