


Кроличья Поликлональная Антитела Против Psmd2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q13200

Артикул: CM0019119



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PSMD2 (регуляторная субъединица S2 26S протеасомы, p97), валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Идеальны для изучения убиквитин-опосредованного протеолиза, клеточного цикла и путей апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMD2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	S2, P97, RPN1, TRAP2, PSMD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5708
GeneID	5708
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого PSMD2 (NP_002799.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13200
Молекулярная масса белка	100 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом