


Кроличье Поликлональное Антитело Против Psmd3 Для Wb, Elisa - O43242

Артикул: CM0028681



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому PSMD3 — регуляторной субъединице протеасомы 26S, участвующей в деградации убиквитин-связанных белков. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA), имеет перекрестную реакцию с мышинными и крысиными гомологами, подходит для исследований протеасом и гомеостаза белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMD3 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	S3, P58, RPN3, TSTA2, PSMD3
Вид антитела	Человек
ID гена (человеческий)	5709
ID гена	5709
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43242
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	Холодопак