


Кроличьи Моноклональные Антитела К Psmd4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - P55036

Артикул: CM0010555



введение

Высокоспецифичные кроличьи моноклональные антитела против PSMD4 (субъединица S5A/Rpn10 26S протеасомы), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований пути убиквитин-протеасома и изучения дисфункции протеасомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMD4 кроличьи мАт
Примечания/Псевдонимы	AF, ASF, S5A, AF-1, MCB1, Rpn10, pUB-R5, PSMD4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5710
GeneID	5710
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого PSMD4 (P55036).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55036
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент