


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Psmd4 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa — P55036

Артикул: CM0015845



введение

PSMD4 Rabbit pAb — поликлональное антитело кролика, валидированное для WB, IF/ICC, IP и ELISA. Реагирует с PSMD4 человека и крысы — субъединицей рецептора убиквитина 26S-протеасомы, что способствует исследованиям убиквитин-протеасомной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMD4 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	AF; ASF; S5A; AF-1; MCB1; Rpn10; pUB-R5; PSMD4
Вид	Человек
GeneID (человек)	5710
GeneID	5710
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P55036
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом