


Поликлональное Антитело Anti-Psmd6 Для Wb, Elisa — Q15008

Артикул: CM0022208



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PSMD6 (регуляторная субъединица S10/Rpn7 26S-протеасомы). Валидировано для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований протеасомы и гомеостаза белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMD6 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	S10; Rpn7; p42A; p44S10; SGA-113M; PSMD6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9861
Идентификатор гена	9861
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-307 человеческого PSMD6 (NP_055629.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15008
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом