

Кроличья Поликлональная Антитело К Psmd7 - P51665

Артикул: CM0026777



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PSMD7 (регуляторная субъединица 26S протеасомы), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с мышью. Подходит для исследований протеасом и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMD7 кролика pAb
Примечания/Псевдоним	P40; S12; Rpn8; MOV34; PSMD7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5713
GeneID	5713
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-324 человеческого PSMD7 (NP_002802.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P51665
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент