

Поликлональное Антитело Против Psmd9 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O00233

Артикул: CM0030029

введение

Рекомбинантное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на PSMD9 (p27/Rpn4). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Исследуйте сборку протеасомы и шаперонную функцию.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMD9 Кроличье pAb
Альтернативные названия	p27, Rpn4, PSMD9
Вид (мишень)	Человек
ID гена	5715
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-223 белка PSMD9 человека (NP_002804.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	O00233
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом