


Поликлональные Антитела Против Psme1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мфк, Ифа - Q06323

Артикул: CM0025302



введение

Кроличьи поликлональные антитела против PSME1 (PA28alpha), активатора протеасомы, участвующего в процессинге антигенов. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МФК (IF/ICC) и ИФА (ELISA) на образцах человека и мыши. Иммуноген: рекомбинантный белок слияния человеческого PSME1 (а.к. 1-249).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSME1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	PA28A; IFI5111; REGalpha; PA28alpha; HEL-S-129m; PSME1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5720
GeneID	5720
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-249 человеческого PSME1 (NP_006254.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q06323
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом