


Мышиное Моноклональное Антитело Кролика Anti-Psme1/Pa28A Для Wb, Elisa — Q06323

Артикул: CM0010822



введение

Мышиное моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого PSME1 (PA28α). Подходит для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально для изучения функции иммуопроотеасомы и процессинга антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к PSME1
Примечания/синонимы	PA28A; IFI5111; REGalpha; PA28alpha; HEL-S-129m; PSME1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5720
GeneID	5720
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-115 человеческого PSME1 (NP_006254.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q06323
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом