


Поликлональные Антитела Против Psme2 (Валидированы На Ко) Для Вб И Ифа - Q9UI46

Артикул: CM0023186



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PSME2 (PA28 β), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим и мышиным белком; направлены на активатор иммунопротеасомы, участвующий в процессинге антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированные КО] PSME2 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5721
ID гена	5721
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-239 человеческого PSME2 (NP_002809.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UL46
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Хладоэлемент