


Кроличья Поликлональная Антитела Против Psme2 Для Вб, Ифа — Q9UI46

Артикул: CM0024839



введение

Провалидированное нокаутом кроличье поликлональное антитело против человеческого PSME2 (PA28β) для иммуноблоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований иммунопротеасом и процессинга антигенов.

[Узнать больше](#)

Название продукта	[Провалидировано нокаутом] PSME2 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5721
ID гена	5721
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-239 человеческого PSME2 (NP_002809.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UL46
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Холодовый пакет