

Поликлональные Антитела Против Psme3 Для Вб, Игх-П - P61289

Артикул: CM0014182



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого PSME3 (PA28gamma, REG-gamma), валидированные для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Обнаруживают эндогенный PSME3 у человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований протеасом и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSME3 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Синонимы	Ki; PA28G; HEL-S-283; PA28gamma; REG-GAMMA; PA28-gamma; PSME3
Вид	Человек
ID гена (человек)	10197
ID гена	10197
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 200-254 человеческого PSME3 (NP_005780.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P61289
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Холодовой пакет