

Кроличья Поликлональная Антитела Против Psme3 [Ko Validated] Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Иммуноферментного Анализа (Elisa) - P61289

Артикул: CM0018913



введение

Данное кроличье поликлональное антитело против PSME3 [KO Validated] детектирует PSME3 человека, мыши и крысы, валидировано для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Подходит для исследований протеасомы и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] Кроличьи поликлональные антитела против PSME3
Примечания/Альтернативные названия	Ki; PA28G; HEL-S-283; PA28gamma; REG-GAMMA; PA28-гамма; E3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10197
GeneID	10197
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-254 белка PSME3 человека (NP_005780.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61289
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом